

**961. Titrerapparat**

Art.nr.	Volym	Indeln
961.010.1	10	1/50
961.010.2	10	1/20
961.025.1	25	1/20
961.025.2	25	1/10
961.050	50	1/10
961.100	100	1/5

Titrerapparat enl. Pellet av Duranglas, automatisk nollställningspunkt, inbränd syrafast blå färg, Schellbachrand med återloppskran, klart eller brunfärgat glas

**559. Byretter**

Art.nr.	Volym	Indeln
559.10	10	1/20
559.25	25	1/20

**583****583. Byrettkran av PMP/FEP**

Art nr: 583.1

**559. Byretter av PVC och PMP**

Art.nr.	Volym	Indeln
559.10	10	0,1
559.25	25	0,1

**401****401. Byrettbollar**

Art.nr.  
401.4.1 storlek 4, 1 boll

**597****597. Byretthållare, dubbel**

Art.nr.  
597.140 dubbel