

634



- Utmärkt resistens mot kemikalier
- Samma egenskaper oavsett tillverkningsomgång
- Ger ökad produktivitet i peristaltiska pumpar – dubbel livslängd jämfört med andra klara slangar
- Idealisk för kondensorer, inkubatorer, exsickatorer, gasslangar och avloppsledningar
- Uppfyller kraven från FDA och NSF och för USP Class VI
- Finns även som vakuumslang

Temperaturområde: -50° C till +74°C.


Shore : A 55

Färg : Klar

634. Tygon, R-3603, laboratorieslang

Art.nr	mm		tum		meter/ fp
	id	yd	id	yd	
634.008024	0,80	2,40	1/32.	3/32.	15
634.016032	1,60	3,20	1/16.	1/8.	15
634.016048	1,60	4,80	1/16.	3/16.	15
634.024040	2,40	4,00	3/32.	5/32.	15
634.032480	3,20	4,80	1/8.	3/16.	15
634.032064	3,20	6,40	1/8.	1/4.	15
634.040056	4,00	5,60	5/32.	7/32.	15
634.040072	4,00	7,20	5/32.	9/32.	15
634.048064	4,80	6,40	3/16.	1/4.	15
634.048080	4,80	8,00	3/16.	5/16.	15
634.064080	6,40	8,00	1/4.	5/16.	15
634.080111	8,00	11,10	5/16.	7/16.	15
634.095127	9,50	12,70	3/8.	1/2.	15
634.111143	11,10	14,30	7/16.	9/16.	15
634.127159	12,70	15,90	1/2.	5/8.	15
634.159206	15,90	20,60	5/8.	13/16.	15
634.175222	17,50	22,20	11/16.	7/8.	15
634.190254	19,00	25,40	3/4.	1.	15
634.254318	25,40	31,80	1.	1-1/4.	15

615



- Tillräckligt styv för enkel hantering, tillräckligt mjuk för att inte riskera brott
- Mikrostorlekar för nålstorlekar 30 till 17
- Idealisk för precisionsinjektioner och dosering
- Klarar kraven för USP Class VI

Temperaturområde:

-48° C till +74°C.

Shore: 83

Färg: Klar

615. Tygon, S-54-HL, microbore

Art.nr	mm		tum		meter/ fp
	id	yd	id	yd	
615.001003	0.254	0.762	0.010	0.030	150
615.002006	0.508	1.524	0.020	0.060	150
615.003009	0.762	2.286	0.030	0.090	150
615.004007	1.016	1.778	0.040	0.070	150
615.005009	1.270	2.286	0.050	0.090	150