


658


**658. Tygon Ultrasoft R-1000**

Art.nr	mm		yd		tum		yd meter/fp
	id	id tolerans	yd	yd	id tolerans	id tolerans	
658.016048	1,60	+/-0,05	4,80	+/-0,12	1/16.	3/16.	15
658.032064	3,20	+/-0,12	6,40	+/-0,12	1/8.	1/4.	15
658.048080	4,80	+/-0,12	8,00	+/-0,20	3/16.	5/16.	15
658.064096	6,40	+/-0,12	9,60	+/-0,20	1/4.	3/8.	15
658.064127	6,40	+/-0,12	12,70	+/-0,25	1/4.	1/2.	15
658.080111	8,00	+/-0,20	11,10	+/-0,20	5/16.	7/16.	15
658.095127	9,50	+/-0,20	12,70	+/-0,25	3/8.	1/2.	15
658.095159	9,50	+/-0,20	15,90	+/-0,25	3/8.	5/8.	15
658.127159	12,70	+/-0,25	15,90	+/-0,25	1/2.	5/8.	15
658.127190	12,70	+/-0,25	19,00	+/-0,25	1/2.	3/4.	15

- Mycket mjuk och böjlig
- Fungerar även vid låga temperatur (ned till -73°C)
- Utmärkt för användning i lågeffekt-pumpar

Temperaturområde: -73° C till +52°C.
Shore: 40
Färg: Klar

654

**654. Tygon Pharmed**

Art.nr	mm		tum		yd meter/fp
	id	yd	id	yd	
654.005037	0,50	3,70	0.02	0.145	7,5
654.008040	0,80	4,00	1/32.	5/32.	7,5
654.016032	1,60	3,20	1/16.	1/8.	7,5
654.016048	1,60	4,80	1/16.	3/16.	7,5
654.024056	2,40	5,60	3/32.	7/32.	7,5
654.032048	3,20	4,80	1/8.	3/16.	7,5
654.032064	3,20	6,40	1/8.	1/4.	7,5
654.048080	4,80	8,00	3/16.	5/16.	7,5
654.064096	6,40	9,60	1/4.	3/8.	7,5
654.064127	6,40	12,70	1/4.	1/2.	7,5
654.080111	8,00	11,10	5/16.	7/16.	7,5
654.095127	9,50	12,70	3/8.	1/2.	7,5
654.095159	9,50	15,90	3/8.	5/8.	7,5
654.127190	12,70	19,00	1/2.	3/4.	7,5
654.159222	15,90	22,20	5/8.	7/8.	7,5
654.190254	19,00	25,40	3/4.	1.	7,5

- Upp till 30 gånger längre livslängd än silikonslang i peristaltiska pumpar
- Kan autoklaveras flera gånger
- Kan värmesvetsas för steril anslutning till slutna system
- Dokumenterad biokompatibilitet enligt kraven i ISO 10993
- Uppfyller kraven från FDA och NSF och för USP Class VI

Temperaturområde:
-60° C till +135°C.
Shore: 61
Färg: Creme

• Mätt i mm •

146

Order order@noaxlab.se