

**665. Tygon 3350**

Art.nr	id	yd	meter/fp
665.0102	1.00	2.00	15
665.0103	1.00	3.00	15
665.0204	2.00	4.00	15
665.0305	3.00	5.00	15
665.0306	3.00	6.00	15
665.0307	3.00	7.00	15
665.0407	4.00	7.00	15
665.0408	4.00	8.00	15
665.0508	5.00	8.00	15
665.0609	6.00	9.00	15
665.0610	6.00	10.00	15
665.0612	6.00	12.00	15
665.0710	7.00	10.00	15
665.0811	8.00	11.00	15
665.0812	8.00	12.00	15
665.0814	8.00	14.00	15
665.1014	10.00	14.00	15
665.1216	12.00	16.00	15
665.1217	12.00	17.00	15
665.1521	15.00	21.00	15
665.1824	18.00	24.00	15
665.2027	20.00	27.00	15
665.2535	25.00	35.00	15

- Extra slät insida ger minimal risk för att partiklar ska fastna
- Mycket låg halt lösliga substanser för att ingen förorening ska ske av innehållet
- Hydrofob yta ger minsta strömningsmotstånd
- Dokumenterad biokompatibilitet enligt kraven i ISO 10993
- Uppfyller kraven från FDA och NSF och för USP Class VI

Temperaturområde: -80° C till +204°C.

Shore : 50

Färg : Genomskinlig

**667. Tygon 3370, armerad**

Art.nr	mm		tum		yd	meter/fp
	id	yd	id	yd		
667.0481125	4.80	11.25	3/16.	0.44	15	
667.064131	6.40	13.10	1/4.	0.52	15	
667.096175	9.60	17.50	3/8.	0.69	15	
667.127215	12.70	21.50	1/2.	0.85	15	
667.159249	15.90	24.90	5/8.	0.98	15	
667.190292	19.00	29.20	3/4.	1.15	15	
667.254353	25.40	35.30	1.	1.39	15	
667.318416	31.80	41.60	1 1/4.	1.64	7.5	
667.381483	38.10	48.30	1 1/2.	1.90	7.5	

- Helt slät insida ger minimal risk för att partiklar ska fastna
- Klarar upprepade CIP/SIP-steriliseringar
- Seg armeringsfläta för högre arbetstryck
- Idealisk för anslutning till Tygopure™-kopplingar
- Uppfyller kraven från FDA och NSF och för USP Class VI

Temperaturområde:

-80° C till +160°C.

Shore: 70

Färg: Genomskinlig