

670



B

670. Tygon B-44-4X, armerad

Art.nr	mm		tum		meter/fp
	id	yd	id	yd	
670.064111	6,40	11,10	1/4.	7/16.	15
670.095159	9,50	15,90	3/8.	5/8.	15
670.127190	12,70	19,00	1/2.	3/4.	15
670.159222	15,90	22,20	5/8.	7/8.	15
670.190254	19,00	25,40	3/4.	1.	15
670.254349	25,40	34,90	1.	1 3/8.	15
670.381508	38,10	50,80	1 1/2.	2.	6
670.5086985	50,80	69,85	2.	2 3/4.	6
670.7629525	76,20	95,25	3.	3 3/4.	6

- Klarar fyra gånger högre tryck än icke-armerad slang
- Slät och tät invändig yta gör att inga partiklar i innehållet fastnar
- Genomsynlig för granskning av flödet i slangen
- Idealisk för anslutning till Tygopure™-kopplingar
- Uppfyller kraven från FDA, 3-A och NSF

Temperaturområde: -44° C till +74°C.

Shore: 65

Färg: Klar

663



B

663. Tygon F-4040-A

Art.nr	mm		tum		meter/fp
	id	yd	id	yd	
663.024048	2,40	4,80	3/32.	3/16.	15
663.032064	3,20	6,40	1/8.	1/4.	15
663.048080	4,80	8,00	3/16.	5/16.	15
663.064096	6,40	9,60	1/4.	3/8.	15
663.080111	8,00	11,10	5/16.	7/16.	15
663.095127	9,50	12,70	3/8.	1/2.	15
663.095159	9,50	15,90	3/8.	5/8.	15
663.111143	11,10	14,30	7/16.	9/16.	15
663.127159	12,70	15,90	1/2.	5/8.	15
663.127190	12,70	19,00	1/2.	3/4.	15
663.159222	15,90	22,20	5/8.	7/8.	15
663.190254	19,00	25,40	3/4.	1.	15

- Blir inte spröd
- Kan användas med de flesta petroleumbaserade produkter
- Ingen svällning, ingen sprickbildning
- Tål ozon och UV-ljus

Temperaturområde: -37° C till +74°C.

Shore: 57

Färg: Gul-genomskinlig