

633



474

**633. Urglas av solid PTFE**

Art.nr	Diam	Antal/fp
633.050	52,76	2
633.075	76,32	2
633.100	99,39	2
633.125	126,36	2
633.150	153,92	2

Utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet.

Klarar kontinuerlig arbetstemperaturer på 250 °C.

**474. Urglas av PP**

Art.nr	Diam
474.452	60
474.454	80
474.455	100
474.456	120


475



466



925

**475. Vägglas av PP**

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
475.340	30	30	50	10
475.342	25	40	30	10
475.343	65	40	60	10
475.345	50	50	30	10
475.346	65	60	35	10
475.347	200	60	90	10
475.348	400	70	120	10

**466. Preparatrör av PE med tättslutande trycklock på sträng, väggjocklek c:a 1 mm**

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
466.730	1	9	32	100
466.731	2,5	14	32	100
466.737	5	15	50	100
466.732	8	17	56	100
466.733	10	22	32	100
466.734	25	24	72	50
466.736	30	31	52	50
466.735	50	30	74	50

**925. Vägglas av sodaglas med normalslipning,**

Art.nr.	NS	
925.19	19	medel
925.40	40	medel
925.50	50	medel
926.40	40	hög
926.50	50	hög