

# X-Royal



Modell	Vägområde	Avläsbarhet
XR 125SM	125 g	0.01 mg
XR 125SM-FR	41g - 125 g	0.01 mg / 0.1 mg
XR 205SM-DR	92 g - 205 g	0.01 mg / 0.1 mg
XR 305A	305 g	0.1 mg
XR 405A	405 g	0.1 mg
XR 405A-FR	102 g / 405 g	0.1 mg / 1 mg

186

Order order@noaxlab.se

## Serie 320X Royal – semimikro och analytiska precisionsvågar med inbyggd kalibreringsvikt.

Precisa XR-vågen är en Schweizisk kvalitetsprodukt med maximal prestanda. Användarvänlig i alla avseenden. Elegant designad användarvänlig analysvåg tillverkad med robust aluminiumchassi, stor rymlig och ljus vågkammare med mycket flexibel dörröppning. Ergonomiskt placerad display som kan fås med tydliga stora grönfluorecerande och lättavlästa siffror alternativt flytande kristall. Den är enkel att rengöra samt har smidigt format som ej tar stor plats.

XR vågen är utrustad med flera praktiska användarfunktioner som standard bl.a. Precisas unika SCS-Self Calibration System, vilket möjliggör automatisk kalibrering en gång per dygn vid ett av användaren fastställt klockslag, dessutom vid temperatur förändringar på 2°C och dokumenterar detta i enlighet med ISO standard, dessutom lagras de 50 sista kalibreringarna i vågens minne med tid och datum för att säkerställa maximal tillförlitlighet för operatörens mätresultat. Receptioneringsprogram, pipettekalibreringsprogram med mera finns inbyggt i vågen även antistöldkod som gör vågen obrukbar för obehöriga

Dubbelriktad RS232 datautgång för anslutning till dator eller printer är standard. Vågen har 2 års garanti samt IQ/OQ/PQ dokumentation medföljer.

FR-modellen har flytande finområde som återkommer vid varje tarering. DR-modellen har grov och finområde.