

X-Basic

188

Order order@noaxlab.se

Modell	Vägområde	Avläsbarhet
XB 120A*	120 g	0.1 mg
XB 220A*	220 g	0.1 mg
XB 160M	160 g	1 mg
XB 320M	320 g	1 mg
XB 620M	620 g	1 mg
XB 620M-FR	120 g / 620 g	1 mg / 0.01 g
XB 320C	320 g	0.01 g
XB 620C	620 g	0.01 g
XB 1200C	1200 g	0.01 g
XB 2200C	2200 g	0.01 g
XB 4200C	4200 g	0.01 g
XB 4200C-FR	1200 g / 4200 g	0.01 g / 0.1 g
XB 3200D	3200 g	0.1 g
XB 6200D	6200 g	0.1 g
XB 6200D-FR	1600 g / 6200 g	0.1 g / 1 g
XB 10200G	10200 g	1 g
XB 2200C IP65	2200 g	0.01 g
XB 4200C IP65	4200 g	0.01 g
XB 6200D IP65	6200 g	0.1 g
XB 10200G IP65	10200 g	1 g

* Vindskydd ingår

**XB - För användare med krav på högsta precision**

XB vågen är en vägserie tillverkad för användare med krav på högsta precision och den allra senaste tekniken. XB vågen har en elegant och modern design och är samtidigt extremt robust och solid tack vare slit aluminium chassi och rejäla överlastskydd. Den har stor rektangulär rostfri vågplatta och är mycket lätt att hålla ren. Dubbelriktad RS232 datautgång för anslutning till data eller standard.